

SWAT - Tourniquet

Das SWAT-T dient als:

- Tourniquet
- Druckverband
- Elastische Binde

Es gewährleistet eine deutlich bessere Unterbindung der Blutung als ein herkömmliches Tourniquet (Kontrolle durch Pulsoximeter und Gefäßdoppler).

Es bietet einen hohen Tragekomfort, da es nicht so einschnürt wie ein normales Tourniquet.

Durch die aufgedruckten Symbole hat man zusätzlich eine optische Kontrolle der Zugkraft.

Das SWAT-T kann auch ungeübt erfolgreich und schnell angelegt werden, ohne bzw. mit geringem Trainingsaufwand.

Hard facts

- Geringes Gewicht (24% leichter als normaler Tourniquet)
- Kleines Packmaß
- Günstiger Preis
- Leichtere Anwendung bei muskulösen Armen und Oberschenkeln



S – Stretch
W – Wrap
A – And
T – Tuck

Tourniquet

